



## MODE D'EMPLOI

### BROSSE A DENTS



TB3F

## GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



*Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure*

## SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. DONNEES TECHNIQUES	5
4. MESURE DE PRECAUTION	6
5. DES DENTS SAINES DURANT TOUTE LA VIE	7
6. QU'EST-CE QUE C'EST LA PLAQUE DENTAIRE ?	7
7. RACCORDEMENT DE L'APPAREIL	7
8. CONSEILS D'ENTRETIEN DES PILES RECHARGEABLES	7
9. MODE D'EMPLOI DE LA BROSSE à DENTS	8
10. NETTOYAGE	8
11. INSTRUCTIONS POUR LE BROSSAGE DES DENTS	9
12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	9
13. WEBSHOP	10

## 1. CONDITION DE GARANTIE

### CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

**Conditions de garantie** (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

**A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE**

## 2. INFORMATION DE RÉCYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Le symbole indique les piles ne sont pas des déchets domestiques. Les piles usagées doivent être déposées dans un lieu de collecte pour piles usagées

### Fonctionnement de la batterie

Les batteries stockent de l'énergie électrique dans leurs cellules pour la restituer en cas de besoin. Pour augmenter la durée de vie et les capacités de vos batteries, et afin qu'elles fonctionnent correctement, respectez les indications suivantes :

- Faites en sorte de ne jamais exposer longuement la batterie aux rayons directs du soleil ou à la chaleur.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Si vous ne respectez pas ces indications, la batterie sera endommagée et pourra même exploser dans certaines conditions.
- N'ouvrez jamais la batterie, elle ne contient pas d'éléments à entretenir.
- Évitez toute salissure et tout contact avec des matières conductrices telles les substances chimiques ou les produits d'entretien.
- Pour recharger la batterie, il faut utiliser exclusivement le chargeur d'origine livré en accompagnement.
- Remplacez la batterie par une autre batterie de même type ou par une batterie équivalente qui aurait été conseillée par le fabricant.
- Les batteries ne sont pas biodégradables. Apportez les batteries devenues inutilisables à un centre d'élimination des déchets. Votre service clientèle peut vous renseigner à ce sujet.



L'emballage est recyclable. Traiter l'amballage écologiquement.

### **3. DONNÉES TECHNIQUES**

MODEL : TB3F

TYPE : TB-3RCKT

CHARGEUR:

VOLTAGE :220-240V

FREQUENCE : 50 Hz,

WATTAGE : 2 Watts.

BLOC D'ALIMENTATION:

VOLTAGE : 2,4 Volts.

Durée de fonctionnement maximale à pleine charge: environ 25 minutes.

N.B.: Lorsque les piles rechargeables sont en état de déchargement avancé, le nettoyeur de plaque dentaire s'arrête automatiquement pour empêcher qu'elles se déchargent totalement. Cette mise hors tension spontanée indique qu'il est nécessaire de recharger les piles.

#### **4. MESURE DE PRÉCAUTION**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.
- Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Vérifier le cordon de temps à autre pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé. En cas de dommage, débrancher le chargeur immédiatement et le porter dans un centre technique qui remplacera le chargeur complet.
- Pour des raisons de sécurité, ce chargeur n'est en effet pas réparable.
- Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé. Il convient de mettre l'appareil au rebut.

## **5. DES DENTS SAINES DURANT TOUTE LA VIE**

Des dents propres et saines, c'est la certitude d'une présentation soignée en toute circonstance. Les soins apportés aux dents ont pour objectif final de les préserver une vie entière. Aussi bien votre propre hygiène dentaire que les efforts déployés par votre dentiste tendent uniquement vers ce but.

## **6. QU'EST-CE QUE C'EST LA PLAQUE DENTAIRE ?**

La plaque dentaire est une mince couche bactérienne qui se forme sur les dents. Si elle n'est pas éliminée quotidiennement, cette plaque peut provoquer les deux affections dentaires les plus courantes: la carie et la parodontose.

## **7. RACCORDEMENT DE L'APPAREIL**

Le chargeur peut être raccordé à n'importe quelle prise de courant alternatif de 220-240V, y compris les prises pour rasoirs.

Placez la partie avant du bloc d'alimentation rechargeable sur le chargeur.

Le témoin rouge de charge s'allume lorsque vous placez le bloc d'alimentation sur le chargeur relié à la prise de courant.

Le bloc d'alimentation est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ce qui n'a aucune incidence sur son fonctionnement. La surcharge est exclue. Afin de garder au bloc d'alimentation sa pleine puissance, remplacez-le toujours sur le chargeur après usage.

## **8. CONSEILS D'ENTRETIEN DES PILES RECHARGEABLES**

Pour prolonger la durée de vie des piles rechargeables, les charger durant 16 heures avant de mettre l'appareil en service pour la première fois, puis les décharger entièrement par utilisation. Les recharger ensuite au maximum. Ce processus de déchargement/chargement est à répéter tous les six mois.

## 9. MODE D'EMPLOI DE LA BROSSÉ À DENTS

Avant d'utiliser votre brosse à dents pour la première fois, mettez le bloc d'alimentation à charger pendant 16 heures au moins. Lorsqu'il est chargé à maximum, fixez la tête de brosse emboîtable sur le bloc d'alimentation. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, rincez soigneusement les têtes de brosses. Vous pouvez utiliser une pâte dentifrice normale. Pour éviter les laboussures, ne mettez le bloc d'alimentation en marche qu'après avoir appliqué la tête de la brosse contre vos dents. Faites ensuite circuler la tête de brosse le long des surfaces occlusales de vos dents.

Guidez la le long des faces internes et externes, en veillant à nettoyer également les interstices et les bordures des gencives.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur la brosse. Pour éliminer totalement la plaque, brossez-vous les dents pendant deux minutes au moins. Votre brosse à dents a une minuterie de 2 minutes. Après 2 minutes la brosse à dents ralentit, indiquant que vous avez brossé pendant 2 minutes. Après quelques secondes, elle recommence de fonctionner sur la vitesse normale. Après le brossage, rincez-vous à nouveau la bouche avec soin.

Les tests cliniques ont montré que la méthode de nettoyage la plus efficace consiste à faire passer la brosse doucement d'une dent à l'autre, sans appuyer. La forme de la brosse change avec le temps, ce qui est tout à fait normal et dépend aussi de votre façon personnelle de vous brosser les dents. Cette déformation n'a toutefois aucune incidence sur l'efficacité de la brosse.

## 10. NETTOYAGE

Pour maintenir la tête de brosse en bon état de fonctionnement, la rincer soigneusement pendant plusieurs secondes sous le robinet après utilisation. Le bloc d'alimentation doit être en marche durant l'opération.

Nettoyer la tête de brosse et le bloc d'alimentation en les passant simplement à l'eau courante. Essuyer ensuite le bloc d'alimentation. Après nettoyage, replacer le bloc d'alimentation sur le chargeur. Nous vous conseillons également de mettre toutes les deux à quatre semaines la tête de brosse à tremper dans un nettoyeur pour prothèse dentaire (produit disponible dans la commerce).



## **11. INSTRUCTIONS POUR LE BROSSAGE DES DENTS**

- 1) Placer la brosse de biais par rapport aux dents. Ne pas oublier de brosser les bordures des gencives.
- 2) Guider lentement la brosse le long des faces externes et internes des dents.
- 3) Brosser également la face interne des dents de devant.
- 4) Nettoyer la face arrière des molaires les plus éloignées en décrivant des cercles avec la brosse.
- 5) Nettoyer enfin les surfaces occlusales des molaires.

## **12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Avant de pouvoir extraire la pile, au moment de la mise au rebut ultérieure de l'appareil, il faut qu'elle soit entièrement vide. Faire fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Débranchez le chargeur.

Remplacez le bloc d'alimentation fermement et tournez jusqu'à le fond se détache de sorte que les piles peuvent être enlevées facilement. Dans un souci de préservation de l'environnement, nous vous prions de ne pas le jeter aux ordures ménagères lorsqu'il arrive en fin de vie mais de retourner les piles à un point de collecte.

# WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : TB3-F  
peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

**WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE**

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Brosse de rechange (8x)	TB3 BLISTER		6,00 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
TOTAL				

**Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter:**

**BENCO INTERNATIONAL  
DOMPEL 9  
2200 HERENTALS  
BELGIQUE**

**TEL : 00800/546.32.200**





[WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE](http://WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE)

TB3F